



定量噴霧劑 (MDI) 正確使用方式

如何正確操作定量噴霧劑?

1. 移去蓋子並充分振搖定量噴霧劑	5. 壓一下，手口配合
2. 垂直握住	6. 慢且深的吸入到飽 (約 3-4 秒)
3. 吐氣到底	7. 閉氣 5-10 秒
4. 含緊吸嘴或離口 4 公分	8. 如需吸第二口，請 1 分鐘後再重複步驟 1-7

定量噴霧劑配合吸入輔助艙的使用方法：

1. 移去蓋子並充分振搖定量噴霧劑	5. 壓一下，手口配合
2. 定量噴霧劑套入噴霧吸入輔助艙	6. 慢且深的吸入
3. 吐氣到底	7. 閉氣 5-10 秒
4. 含緊吸嘴或套上面罩	8. 如需吸第二口，請 1 分鐘後再重複步驟 1-7

使用注意事項:

1. 每次使用前，務必充分振搖藥瓶。
2. 噴射時，容器底部應朝上 (倒立)。
3. 噴嘴部份及含口器，應常用清水沖洗，避免阻塞。
4. 輔助吸藥管使用後需將殘留的藥物清洗乾淨，勿擦乾、使其自然風乾。